

## 1624640 - HEINE visionPRO Hy Mac 3 - Single-Use laryngoscoopblad - 10 st



### Beschrijving

De **HEINE visionPRO Macintosh single-use bladen** zijn de **eerste wegwerp laryngoscoopbladen ter wereld gemaakt van upcycled materiaal**. Voor de productie worden onderdelen uit afgedankte koelkasten zorgvuldig gerecycleerd. Dit innovatieve proces zorgt ervoor dat er jaarlijks ongeveer **200 ton CO<sub>2</sub>-uitstoot wordt bespaard** – een belangrijke stap richting duurzame medische technologie.

Daarnaast zijn de bladen voorzien van het unieke **HEINE FixLock-systeem**, dat een **stabiele en veilige bevestiging** garandeert tijdens intubatieprocedures. Dit slimme design is inmiddels beschermd door diverse nationale en internationale industriële eigendomsrechten.

### Belangrijkste kenmerken

- **Wereldprimeur:** eerste laryngoscoopbladen gemaakt van **upcycled materiaal**
- **Milieuvriendelijk:** bespaart ca. **200 ton CO<sub>2</sub> per jaar**
- **HEINE FixLock-systeem:** stabiele en veilige bevestiging van het blad
- **Wegwerpdesign:** voorkomt kruisbesmetting en verhoogt patiëntveiligheid
- **Smart design:** bekroond met diverse industriële eigendomsrechten
- **Compatibel met HEINE visionPRO systemen**

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.246
<b>sku</b>	1624640
<b>Herbruikbaar</b>	Nee
<b>Blad type</b>	Mac
<b>Maat</b>	3
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Doos