

1554043 - PT1003 Air Pressure Therapy System



Beschrijving

De PT1003 is een apparaat voor pneumatische compressie therapie. Een effectieve, non-invasie behandeling bij veneuze insufficiëntie, chronisch niet helende wonden, lymfoedeem en ulcera.

Kenmerken:

- 4 compressiekamers die afzonderlijk kunnen worden overgeslagen in functie van de patiëntconditie
- 2 toepassingen mogelijk:
 - Elke kamer wordt afwisselend opgeblazen en daarna leeggelaten (modus A)
 - 4 kamers worden opgeblazen en dan leeggelaten (modus B)
- 3 behandelingstijden: 10-20-30 minuten
- 10 niveaus drukinstelling

Specificaties

Merk	ESRI
sku	1554043
Type verpakking	Stuk