

1102565 - Surflo™-WP - I.V. katheter - 16G x 45 mm - grijs - 1 x 50 st



Beschrijving

Terumo Surflo™-WP I.V. katheter met vleugels en poort zijn gemaakt van hoogwaardige medische kwaliteit.

Het ontwerp voorziet comfort en stabiliteit tijdens de inbreng, de opaque katheter toont aan dat de katheter juist is ingebracht.

De naald is gesteriliseerd door middel van ethyleen oxide.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1645PD
Samenstelling	• Katheter: FEP + BaSO4 • Katheterhub met vleugels: polypropyleen • Afdichtpen: polyoxymethyleen • Canule (interne naald): roestvrij staal • Naaldhub: Copolymeer styreen butadien • Luer-lock dop: polypropyleen • Filter ontluichtingsfitting: polyethyleen • Behuizing ontluichtingsfitting: butaan styreen co-polymeer • Poort afsluiting: polypropyleen • Injectiepoortklep: silicone rubber • Protector: polyethyleen
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Debiet	225 milliliter per minute
Interne diameter katheter	1.35 mm
Externe diameter katheter	1.75 mm
sku	1102565
Veiligheidsmechanisme	Ja
Veiligheidsnaald	Ja
Afmeting	16G x 45 mm
Afmeting in mm	1,8 x 45 mm
Kleur	Grijs
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos