

1552657 - Manumed Optimaal - 2-delige behandeltafel met type 313 hoofddeel - aparte armdelen - hydraulisch



Beschrijving

Stabiel en duurzaam. Met de Manumed Optimaal 2-delige behandel- en onderzoeksbank heeft u de moderne Manumed Optimaal kwaliteitsbank in huis. Robuust van uiterlijk en simpel te bedienen.

Less is more bij de Manumed Optimaal 2-delige bank.

Kenmerken:

- 2-delig
- Hoofddeel
- Armsteunen
- Hydraulisch hoog/laag
- Rondombediening
- Wielset
- Langwerpig neusgat
- Afmetingen (lxb): 201 x 67 cm
- Hoogteverstelling: 45 - 97 cm
- Tijdsduur hoogteverstelling: 18 sec.
- Hefvermogen 200 kg

- Vrije ruimte voor doorgang met tabouret aan (hoofd) eind

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 201 cm
Hoogte	45 - 97 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	200 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
sku	1552657
Aantal delen	2-delig
Armsteunen	Ja
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Soortdelige tafel	Hoofddeel
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk