

1501255 - Onderzoekslamp LED 130F - muurbevestiging - veer arm - 1 st



Beschrijving

Zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie met een uitstekende kleurweergave. De uitvoering is uitgerust met het lichtstelsel R96, een lichtdimmer en een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Met focusregeling
- Kleurweergave index Ra 96
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte 14-25 cm
- Diameter lamp: 22 cm
- Halogeenlamp: 50 Watt

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Ja
Diameter lamp	33 cm
Aantal LED's	19
Lichtintensiteit	60000 lux
Lichtveldgrootte	13-19 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	171 cm
sku	1501255
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Wandmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk