

1013437 - Eucerin pH5 waslotion - pomp - 1000 ml - 1 st



Beschrijving

Eucerin pH5 Waslotion is een dagdagelijkse gezichts- en lichaamsreiniging die vrij is van alkalische zeep. Extra milde oppervlakte-actieve stoffen zorgen ervoor dat de droge, gevoelige huid zacht maar effectief wordt gereinigd. Het unieke Eucerin pH Balance System geeft de reiniging de optimale pH-waarde om de natuurlijke weerstand van de huid te beschermen, de veerkracht te behouden en uitdroging te voorkomen. Het is ook geschikt voor baby's en kinderen.

Specificaties

Merk	Beiersdorf
Tube	Nee
Pompsysteem	Ja
Ingrediënten	AQUA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM MYRETH SULFATE, LAURYL GLUCOSIDE, CITRIC ACID, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE, COCO GLUCOSIDE, GLYCOL DISTEARATE, GLYCERINE, POLYQUATERNIUM-10, DIAMMONIUM CITRATE, SODIUM BENZOATE, SODIUM SALICYLATE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HEXYL CINNAMAL, PARFUM
sku	1013437
Inhoud	1000 ml
Productvorm	Vloeibare zeep
Type verpakking	Stuk