

1610588 - Sterican® insuline naalden - 27G x 1/2 - groen - 1000 st



Beschrijving

De **B. Braun** Sterican® insuline naalden met een Luer-Lock connector zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. De naalden zijn dunwandig en vervaardigd uit roestvrij chroomnikelstaal.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Naald: roestvrij chroomnikkelstaal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
sku	1610588
Steriel	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
Lengte naald	12 mm
Diameter naald	40 mm
Afmeting	27G x 1/2"
Afmeting in mm	0,40 x 12 mm
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos