

## 1501401 - LTV 1200 ventilator



### Beschrijving

Eenvoudig te gebruiken, geavanceerde beademing in een klein lichtgewicht pakket, dat is de LTV 1200 ventilator. Gebruik de LTV 1200 op de ICU, spoedeisende hulp of voor patiëntentransport met het vertrouwen dat u de hoogste kwaliteit beademingszorg en comfort levert. Op de LTV 1200 ventilator kunt u snel de eerste beademing instellen met voorinstellingen voor baby's, kinderen en volwassenen met behulp van invasieve of niet-invasieve modi. Verfijn de instellingen eenvoudig via de touch-turntouch interface met het LED-verlichte frontpaneel. Voor patiënten vanaf 5 kg biedt de LTV 1200 ventilator een breed scala aan beademingstherapieën om te voldoen aan de veeleisende behoeften van de patiënt, waaronder Volumeregeling, Drukregeling, Drukondersteuning en Spontane ademhalingstypes. De ultragevoelige flowtrigger in combinatie met de Spontane ademhalingstestfunctie maakt het spenen gemakkelijker en efficiënter voor zowel de patiënt als de clinicus. De LTV 1200 ventilator geeft u de vrijheid van gemakkelijk draagbare IC-beademing.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1501401
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk