

**1609228 - Tabouret 272 - zwarte kunststof - 5 wielen - 45 - 65 cm -
standaard bekleding - Lunar Gray - 1 st**



Beschrijving

De Ritter 272 Air Lift tabouret van Midmark biedt optimaal comfort, steun en stabiliteit. Dankzij het stervormige ontwerp van de basis heeft u dichter toegang tot de patiënt en geniet u van stabiele, moeiteloze beweegbaarheid. De zwarte kunststof vijfpoots basis met wieltjes zorgt voor extra stevigheid en heeft een draagkracht van circa 136 kg.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet de werkelijkheid. Bekijk de kleurenkaart voor de exacte kleur.

Specificaties

Merk	Midmark
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Diameter zitvlak	40 cm
Aantal wielen	5
sku	1609228
Kleur	Lunar Gray
Kleur onderstel	Zwart
Materiaal onderstel	Kunststof
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	45 - 65 cm
Type verpakking	Set