

## 1603835 - Plastipak™ 3-delige precisiespuit - luer slip - concentrisch - 1 ml - 960 st



### Beschrijving

De **BD Plastipak™** 3-delige spuit is biedt ondersteuning voor de toediening van medicatie. Deze kunt u gebruiken voor een reeks kritische toepassingen en afdelingen. De spuit is bedoeld voor algemene injectie en aspiratie van vloeistoffen uit flacons, ampullen en lichaamsdelen onder het huidoppervlak. De latexvrije stop voorkomt lekkage van medicatie rond de zuiger en dient als indicator voor het meten van de inhoud van de spuit. Ook hebben Plastipak™ spuiten brede vingervleugels en een ruwe duimpal.

## Specificaties

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk</b>                  | BD                          |
| <b>Steriel</b>               | Ja                          |
| <b>Latex vrij</b>            | Ja                          |
| <b>Veiligheidsmechanisme</b> | Nee                         |
| <b>sku</b>                   | 1603835                     |
| <b>Inhoud</b>                | 1 ml                        |
| <b>Plaats van de tip</b>     | Concentrisch                |
| <b>Sterilisatie methode</b>  | Ethyleen oxide              |
| <b>Tip</b>                   | Luer slip                   |
| <b>Europese Regelgeving</b>  | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| <b>Type verpakking</b>       | Doos                        |