

1017972 - Agani™ naalden - 23G x 1" - blauw - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*2325R1
Samenstelling	• Hub: polypropyleen + master batch • Canule: roestvrij staal • Kleefstof: epoxylijm • Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1017972
Bevel	Regular 11°
Afmeting	23G x 1"
Afmeting in mm	0,6 x 25 mm
Injectietoepassing	Subcutaan
Kleur	Blauw
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos