

## 1508010 - HEINE laryngoscoop blad - Classic + Miller 0 - fiber optic -1 st



### Beschrijving

**Heine Classic + Miller F.O. bladen** zijn eenvoudig en veilig te reinigen dankzij de HEINE smoothSURFACE-technologie en tot op heden nooit een nosocomiaal incident gemeld met een HEINE-blade door het gladde, naadloze ontwerp dat geen risico op verwondingen oplevert.

Geoptimaliseerde verlichting voor endotracheale intubatie met de geavanceerde HiLite Fiber Optics van HEINE, gecombineerd met een strikte kwaliteitscontrole waarbij elke blade 51 inspectiestappen doorloopt om aan de hoogste standaarden te voldoen.

Dankzij de duurzaamheid van topkwaliteit biedt HEINE langdurige kostenbesparingen in vergelijking met wegwerp- en andere herbruikbare producten, terwijl het innovatieve ontwerp zorgt voor gestroomlijnde reinigingsprocessen.

Het product is bovendien duurzaam door een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk in vergelijking met andere opties en **compatibel met alle laryngoscoophandvatten** conform ISO 7376 (Green Standard).

## Specificaties

<b>Merk</b>	HEINE
<b>SKU leverancier</b>	HEINF-000.22.120
<b>sku</b>	1508010
	Nee
<b>Maat</b>	80 mm
<b>Wasbaar/Wegwerp</b>	Herbruikbaar
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk