

1519152 - Seca 224 telescopische meetlat voor kolomweegschalen - 60 tot 200 cm - 1 st



Beschrijving

Deze telescopische meetlat past op veel bestaande **Seca** zuilweegschalen. Dankzij de zijdelingse montage is het meetstuk altijd centraal en boven het hoofd gepositioneerd, zelfs bij patiënten met overgewicht, zodat een probleemloze meting mogelijk is.

Voordelen

- De meetwaarden zijn eenvoudig af te lezen dankzij de kleurgecodeerde markeringen aan de zijkant van de stang
- De stang is vervaardigd van duurzaam aluminium
- Krasbestendige schaal vervaardigd met hoogwaardig zeefdrukprocedé
- Zijdelings gemonteerde telescopische meetlat voor Seca zuilweegschalen

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Ja
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Ja
sku	1519152
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	20 - 205 cm
Type meetlat	Telescopische meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk