

1553474 - Beengeleiders - plastic gecoat - desinfecteerbare strap voor MOTomed Viva 2, Muvi en Loop



Beschrijving

MOTomed inklapbare beengeleiders met plastic gecoate kuitschaal en desinfecteerbare straps

Voordelen

- Aanbevolen voor gebruik in onder andere ziekenhuizen en rusthuizen
- Voor een veilige begeleiding en ondersteuning van de benen
- De kuitschalen worden elastisch aan de vorm van de kuiten aangepast
- Aangename fixatie aan de hand van velcro-banden
- Met scharnierende lager aan het enkelgewricht en in de hoogte instelbaar van 9,0cm tot 16,0cm
- De kuitschaal is afneembaar, de stang van de beengeleider is inklapbaar

Specificaties

Merk	MOTomed
sku	1553474
Type verpakking	Paar