

1015636 - Manuele bloeddrukmeter Classic - 2-in-1 slang - velcromanchet volwassenen - etui - 1 st



Beschrijving

De bloeddrukmeter **Boso Classic** is een zeer nauwkeurige en betrouwbare complete bloeddrukmeter. Bestemd voor een intensief gebruik in dokterspraktijken en ziekenhuizen.

De manometer van de bloeddrukmeter is schokbestendig, veilig tegen overdruk en is voorzien van een niet-corrosieve mechanisme.

De **Boso Classic** bloeddrukmeter is compatibel met een groot gamma manchetten. Naargelang de gekozen manchet kan de bloeddrukmeter voor zowel baby's als obese patiënten worden gebruikt. De bloeddrukmeter beschikt over een schroef voor het gemakkelijk uitwisselen van de manchet. [Ontdek meer complete bloeddrukmeters van BOSO.](#)

Voordelen

- Veilig tegen overdruk
- Voorzien van een niet-corrosieve mechanisme
- Met 2 in 1 slangconstructie

Specificaties

Merk	BOSO
Samenstelling	Chroom
sku	1015636
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk