

1014294 - 3M™ Littmann® Master Cardiology stethoscoop - zwart - 1 st



Beschrijving

De **3M™** Littmann® Master cardiology stethoscoop is het beste op akoestisch gebied voor accurate auscultatie. Dit innovatieve product heeft een enkelzijdig 'Master' borststuk. Hierdoor kunnen zowel hoog als laagfrequente geluiden waargenomen worden zonder het borststuk om te hoeven draaien. Aanbevolen voor cardiologen en longartsen. Met behulp van de bijgeleverde adaptor is het mogelijk om moeilijke plekken en kinderen te ausculteren.

Specificaties

Merk	Solventum
Gewicht product	0.185 kg
Verstelbaar membraan	Ja
Lengte slang	69 cm
sku	1014294
Akoestische prestaties	7-8
Binaurale constructie	Dubbele slang
Kleur	Zwart
Materiaal membraan	Epoxy glasvezel
Technologie borststuk	Enkelzijdig
Toepassing	Cardiologie
Type stethoscoop	Master Cardiology
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk