

1104866 - Thermometer met flexibele tip - MT 200 - 1 st



Beschrijving

Microlife's thermometer met flexibele tip, met nieuwe 10-seconden highspeed technology. Het design en de assemblage van de gepatenteerde 'meet tip' laat metingen toe in 10 seconden, flexibele "Gold Tip", antiallergeen. Heeft een groot LCD-display met verlichting en is waterdicht. De thermometer heeft een koortsalarm en een geheugen met de gegevens van de laatste meting. Gaat automatisch uit en geeft aan wanneer de batterij bijna op is.

Specificaties

Merk	Microlife
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Low battery indicatie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1104866
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Meetsnelheid	10 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk