

1102841 - Kousenaantrekker enkel standaard - 1 st



Beschrijving

Eenvoudige kousenaantrekker voor 1 kous, bestaande uit een plooibaar kunststof gootje, waaraan een lint bevestigd is.

Kousenaantrekkingen zijn bedoeld voor mensen die nog moeilijk hun voeten kunnen bereiken, maar wel hun 2 handen kunnen gebruiken.

Technische info:

- lengte van het lint: 92 cm
- lengte gootje: 23 cm

Specificaties

sku	1102841
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk