

1539516 - Ergoselect 200 - met elektrisch zadel



Beschrijving

Deze Ergoline ergometer met hoog comfort heeft een uitgekiende modulariteit: van een krachtige ergometer voor inspannings-ECG en prestatiediagnostiek tot stand-alone gebruik voor hartslaggestuurde training. De integratie van verschillende modules biedt maximale flexibiliteit voor de gebruiker om een ergometer samen te stellen die werkelijk aan elke behoefte voldoet. Handige extra functies zoals de traploze hoogteverstelling van het stuur en de motorgestuurde verstelling van de zadelhoogte onderscheiden deze ergometer. Vooral oudere patiënten kunnen gemakkelijker op de ergometer klimmen. Bij diagnostische prestatietests kunnen deze functies zorgen voor optimale ergonomische omstandigheden voor inspanningstests of training.

Specificaties

Merk	Ergoline
sku	1539516
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk