

1541475 - OP-C5 colposcoop met LED lichtbron



Beschrijving

Uw toekomstgerichte colposcoop: modulair, integreerbaar en met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Voorbeeldconfiguratie:

- Afneembare, universeel inzetbare led lichtbron met optische kabel.
- Superstabiel statief met extra-zware voet met blokkeerbare wielen.
- Exclusief kwaliteitsmonitor 22 inch volgens VESA-norm. Andere monitor mogelijk.
- Configuratie aanpasbaar naar wens.

Specificaties

Merk	Optomic
sku	1541475
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk