

1574574 - Digitale kolomweegschaal - 200 kg - op batterij - 1 st



Beschrijving

Deze digitale personenweegschaal geeft een nauwkeurige meting van het lichaamsgewicht en geeft de BMI weer na het ingeven van de lichaamslengte. De weegschaal heeft een moeder-kind functie waardoor kleine kinderen die nog niet alleen op de weegschaal kunnen staan samen met hun moeder worden gewogen. De hof-functie zorgt ervoor dat het gemeten resultaat bevroren kan worden. De auto-off functie voorkomt dat de gebruiker op de hoogte wordt gebracht wanneer de batterijen bijna leeg zijn. In de ruststand schakelt de weegschaal zichzelf uit na enkelen minuten.

Specificaties

Merk	Soehnle
Product afmetingen	B 36.2 cm, H 9.9 cm, L 48.8 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1574574
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale statiefweegschalen
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk