

1513117 - Seca 856 elektronische orgaan -en laboratoriumweegschaal in RVS - 5 kg - 1 st



Beschrijving

De orgaanweegschaal seca 856 is ontworpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van haar toepassingsgebied. Het verhoogde scherm is beschermd tegen vloeistoffen en het speciaal afgedichte batterijvak houdt vocht weg van de elektronische onderdelen. Deze weegschaal voldoet ook aan strenge hygiënische normen met een verzegeld roestvrijstalen oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is. Met behulp van de Pre-TARA functie kan het bijkomende gewicht van recipiënten eenvoudig worden afgetrokken voor de precieze bepaling van het nettogewicht. De fijne aflezing in een gram garandeert uiterst nauwkeurige resultaten.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	5 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
Samenstelling	RVS
sku	1513117
Gradatie weegschaal	1 g < 3 kg > 2 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale laboratoriumweegschaal
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk