

1533320 - Blunt Fill - optreksnaalden - 18G x 1 1/2" - rood - 1 x 100 st



Beschrijving

BD® Blunt Fill optreksnaald is ontworpen voor een veilige overgang van medicatiebereiding naar medicatietoediening. Elimineert het gebruik van snijdende of scherpe punten, de naaldpunt is onder een hoek van 45° afgesneden. Wat het uitboren van de flaconstop kan voorkomen. Is snel te vullen en ook geschikt voor visceuze medicatie. Een filter van 5 micron vangt 98% van alle zwevende partikels op.

Specificaties

Merk	BD
SKU leverancier	303129
Veiligheidsmechanisme	Nee
Normeringen	EN 556-1:2001/ AC:2006, EN ISO 10993 series, EN ISO 11737-2:2009, EN ISO 13485:2016 /AC: 2016, EN ISO 15223-1:2016, EN 1707:1996, EN 1041 :2008+A 1:2013
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1533320
Afmeting in mm	1,20 x 38 mm
Kleur	Rood
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos