

## 1623388 - SportsArt T655MS AC Servo loopband - lange leuning standaard - met HRC&HTR - LED-display



### Beschrijving

**SportsArt revalidatieloopbanden** zijn speciaal ontwikkeld voor de **cardiale en fysiotherapeutische markt** en combineren innovatieve technologie met patiëntgerichte veiligheid. Dankzij de **bi-directionele loopbandfunctie** kunnen therapeuten zowel vooruit- als achteruitlopen (retro walking) inzetten voor **lopanalyses en gangobservaties**. Met een **declinestelling tot -3%** zijn deze loopbanden ideaal voor **rug- en knie-revalidatie**.

Voor maximale veiligheid voldoen de modellen aan de **UL-vereisten voor stroomlekkage** in medische omgevingen en zijn ze voorzien van **volledige medische zijrails**, inclusief lagere secties voor pediatrisch gebruik. De **Eco-Glide™ automatische smeersystemen** zorgen voor onderhoudsgemak en een langere levensduur.

Gebruikers profiteren van een **SAFE-START™ snelheid vanaf 0,1 MPH**, zowel vooruit als achteruit, en een **instelbare snelheid van -3 tot 12 MPH**. Daarnaast bieden de loopbanden **contact- en telemetrische hartslagmeting**, een multilaags loopvlak van 62 x 22 inch, en optionele extra's zoals een bedrade controller, 3-snelheden ventilator en SA Well+™ integratie.

Met functies zoals een **CSAfe-poort, medische handrails, gecentreerde HR-sensoren en een noodstopknop**, zijn SportsArt revalidatieloopbanden niet alleen veilig en betrouwbaar, maar ook ontworpen om therapeuten te helpen **meer patiënten effectiever te behandelen**.

#### Belangrijkste kenmerken van de T655MS:

- **Robuust en stabiel:** Unit weight 177 kg voor maximale stabiliteit.
- **Ruim loopoppervlak:** 55.9 x 157.5 cm voor comfortabel en veilig gebruik.
- **Breed snelheidsbereik:**
  - - Achteruit: 0.2 – 5.0 km/u (ideaal voor retro-walking en gangobservatie)
  - Vooruit: 0.2 – 20.0 km/u
- **Instelbare helling:** van -3% tot +15% voor revalidatie van o.a. rug en knieën.
- **Hoge belastbaarheid:** maximaal gebruikersgewicht 227.3 kg.
- **Krachtige motor:** 5.0 HP AC-Servo met ECO-DRIVE™ technologie, stil en energiezuinig.



- **Medische veiligheid:** voldoet aan UL-normen voor lekstroom in medische settings.
- **Gebruiksvriendelijke weergaven:** calorieën, snelheid, tijd, afstand, METs, hartslag, tempo, incline, weight loss zone, cardio zone, active zone.
- **Uitgebreide trainingsprogramma's:** Quick Start, Manual, Interval, Glute, Hill, 5K, 10K, Fat Burn, HRC, Fitness Test (Bruce, Gerkin).
- **Console-optie:** Tri-Color LED display.
- **Praktisch ontwerp:** opstaphoogte van slechts 22.2 cm en volledige medische zijleuningen (incl. pediatische secties).
- **Onderhoudsarm:** ECO-Glide automatisch smeersysteem.

De T655MS is ideaal voor:

- Cardiale revalidatie na hartproblemen of operaties.
- Orthopedische en neurologische revalidatie met veilige ondersteuning.
- Dagelijkse training in fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra met hoge patiëntenaantallen.

Met de T655MS medische loopband kiest u voor een veilige, duurzame en veelzijdige revalidatie-oplossing die therapeuten helpt patiënten effectiever te behandelen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	SportsArt
<b>sku</b>	1623388
<b>Type verpakking</b>	Stuk