

1541127 - HEINE onderzoekslamp EL3 - LED wandmodel met flexibele stand incl wandbevestiging



Beschrijving

De **HEINE EL3 LED wandgemonteerde onderzoekslamp** levert **krachtige, schaduwvrije verlichting** precies op het punt van zorg. Dankzij de hoogwaardige LEDHQ-technologie biedt deze lamp een constante lichtkwaliteit met een uitstekende kleurweergave, essentieel voor nauwkeurige diagnoses in elke klinische omgeving.

Belangrijkste kenmerken & voordelen:

- **LED in HEINE Kwaliteit (LEDHQ):** Optimale lichtintensiteit, nauwkeurige kleurweergave en uitstekende thermische prestaties voor langdurig en betrouwbaar gebruik.
- **Schaduwvrije verlichting:** De compacte verlichtingskop (Ø ca. 60 mm) maakt **precieze positionering mogelijk**, zelfs in moeilijk bereikbare zones – zonder storende schaduwen.
- **Onderhoudsvrij & hygiënisch:** Het **gesloten Cool-Touch ontwerp** voorkomt opwarming en maakt **desinfecteren eenvoudig en veilig**.
- **Intuïtieve plaatsing:** Dankzij de **lichte lampkop en stabiele zwanenhals** is de lamp moeiteloos en precies te verstellen – en blijft hij stevig op zijn plaats.
- **Flexibele montagemogelijkheden:** Deze uitvoering is **geschikt voor wandmontage**, maar ook beschikbaar met **tafelklem of mobiele verrijdbare standaard** (afzonderlijk verkrijgbaar).

Toepassingen:

Ideaal voor gebruik in **onderzoekskamers, behandelruimtes, huisartsenpraktijken, fysiotherapiepraktijken en revalidatiecentra** waar betrouwbaar en gericht licht van groot belang is.

Heine ref. : J-008.27.011

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINJ-008.27.011
sku	1541127
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Wandmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk