

1540353 - Relax spie abductiekussen - bi-tec - L 30 x B 15 x H 20 cm - 1 st



Beschrijving

Met dit spie-kussen voor tussen de benen kan je eenvoudig de benen en knieën spreiden. Het is ook uitermate geschikt om als anti-decubitus kussen te gebruiken dankzij de polystyreenkorrels. Bovendien is het een voordelige en compacte manier om spierspasmen tegen te gaan.

Door het positioneringskussen tussen je beide bovenbenen net onder je kruis te plaatsen, kan je je benen spreiden. Het wordt veel gebruikt na een been-, knie- of heupoperatie.

Door de ronde korrelstructuur is er voldoende luchtcirculatie binnen het kussen. De kleine korrels verspreiden gelijkmatig de druk die op het kussen wordt uitgeoefend en zorgen voor een aangename temperatuurverdeling en comfortabele ligging. Doorligwonden worden verholpen en vermeden door de gelijke drukverdeling op het lichaam en de goede luchtcirculatie in het kussen. Bovendien is het kussen brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 15 cm, H 20 cm, L 30 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1540353
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk