

1576034 - Optie voor gespecialiseerde monitoringsoftware



Beschrijving

Softwareoptie met extra bewaking:

- Maximaal 8 curven of lussen per scherm (zonder deze optie slechts 3 curven)
- Expert-bewakingsscherm

Monitoringsparameters voor spontane ademhaling:

- RateSpont, TInsp Support
- % Spont 1h, % Spont 8h
- MVInsp Spont, MVExp Spont
- RSBI
- WOBImp (opgelegde ademhalingsarbeid), PTP (druk-tijdproduct), P0.1

Specificaties

Merk	Vyaire
sku	1576034
Type verpakking	Stuk