

1532467 - Excalibur Sport



Beschrijving

De gouden standaard in ergometrie: met bewezen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid staat de Excalibur Sport wereldwijd bekend als "de gouden standaard in ergometrie". De nieuw ontworpen en verbeterde Excalibur Sport ergometer voldoet aan de laatste eisen van de moderne sportgeneeskunde en onderzoek. Omdat atleten steeds krachtiger worden en testen geavanceerder dan ooit, is deze ergometer ontwikkeld voor extreme belastingen tot 2500 watt. Het nieuwe ontwerp zorgt voor maximale stabiliteit bij deze hoge belasting. De functionaliteit van dit product kan worden verbeterd door het te gebruiken in combinatie met de Lode Ergometry Manager software.

Specificaties

Merk	Lode
sku	1532467
Soortgelijke producten	Ja
Max. gewicht volwassene	180 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk