

1539780 - Elektronische baby-hangweegschaal - 20 kg - 1 st



Beschrijving

De Elektronische hangweegschaal is voorzien van een handig en verstevigd handvat en beschikt over een capaciteit van 20kg. Het is een compact en praktisch weegschaal die geleverd wordt met twee verchroomde haken.

Specificaties

Merk	Omron
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Nee
sku	1539780
Gradatie weegschaal	200 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Type verpakking	Stuk