

## 1512218 - ProPulse irrigator oorspoelapparaat - 1 st



### Beschrijving

De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator combineert een modern ontwerp met klassieke ProPulse®-functies, waardoor een effectievere patiëntenzorg mogelijk wordt. Een op veiligheid gerichte operatie biedt een gebruiksvriendelijke oplossing voor al uw vereisten voor oorirrigatiebehandeling.

De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator is ontworpen met zowel de patiënt als de clinicus in gedachten. De nieuwe ProPulse® Ear Irrigator is ergonomisch ontworpen - het nieuwe handvatontwerp maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om de QrX™-tip te verwijderen. Beproefde en geteste belangrijke ProPulse®-functies, zoals eenvoudige handsfree bediening via de voetschakelaar, blijven behouden.

- Variabele drukregeling voor veilige waterafgifte
- Ergonomisch handvatontwerp vergemakkelijkt het gemakkelijk verwijderen van de tip
- Voetschakelaar maakt handsfree bediening mogelijk
- ProPulse® Contrapulse® waterafgiftesysteem
- ProPulse® QrX-technologie

De ProPulse irrigator oorspoelapparaat wordt geleverd met 100 wegwerpbare Propulse QrX™ oortips.

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Propulse                     |
| <b>sku</b>                  | 1512218                      |
| <b>Kleur</b>                | Wit                          |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |