

1571991 - Dokterstas Bollmann GoLight model rugzak - 3,3 kg - nylon - rood - 1 st



Beschrijving

- ABS kunststof behuizing met 2 in hoogte verstelbare planken
- Een grote uitneembare modulaire met handvat
- Twee modulaire vakken met doorzichtige vakken
- Eén uitneembaar plastic inzetstuk met verdeler in het basisvak
- Eén uitneembare ampullenbak (schuimrubber) voor 40 ampullen

Specificaties

Merk	Bollmann
Product afmetingen	B 41 cm, H 48 cm, L 25 cm
Samenstelling	ABS
sku	1571991
Gewicht	3,3 kg
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk