

1514778 - Seca 750 opstapweegschaal met grote wijzerplaat wit - 150 kg - 1 st



Beschrijving

Mechanische vlakke weegschaal met robuuste, gepoedercoate stalen behuizing. Mooi en stabiel: met hun pure, lichte design maken deze weegschalen een goede indruk in elke kliniek. Een stabiele stalen behuizing met poedercoating, een rond display en een gemakkelijk te reinigen loopvlak van kunstleer - wat heeft men nog meer nodig voor comfortabel wegen? De seca 750 is verkrijgbaar in drie versies: kilogram, pond en kilogram/pond.

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	150 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1514778
Gradatie weegschaal	1 kg
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Mechanische weegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk