

## 1546254 - Linido opklapbeugel inox met muurplaat - wit - 53 cm - 1 st



### Beschrijving

Deze opklapbare toiletbeugel biedt niet alleen steun tijdens het gaan zitten of opstaan van een toilet of douchezit, maar ook bij zijwaarts verschuiven, bijvoorbeeld vanuit een rolstoel naar het toilet. Deze beugel biedt dus steun in zowel horizontale als verticale positie en dat met een betrouwbare vergrendelingstand. Eenvoudige montage rechtstreeks op de wand. Uitvoering met muurplaat in wit.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI2603.3502-02
<b>sku</b>	1546254
<b>Categorie toiletsteunen</b>	Opklapbare toiletsteunen
<b>Kleur</b>	RVS gepolijst/wit
<b>Lengte toiletbeugels</b>	530 mm
<b>Maximale horizontale belasting</b>	150 kg
<b>Maximale zijwaartse belasting</b>	100 kg
<b>Type verpakking</b>	Stuk