

**1508687 - Abdominale kompressen - 45 x 45 cm - steriel - 1 x 50 st**



## Beschrijving

Deze abdominale kompressen zijn bedoeld voor het tamponneren en absorberen van bloed en exsudaten tijdens chirurgische ingrepen. Deze kompressen bestaan uit 4 lagen en absorbeert binnen 2 tot 2,5 seconden.

## Specificaties

<b>SKU leverancier</b>	625105K
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1508687
<b>Samenstelling</b>	100% katoen gebleekt gaasdoek. 100% wit katoenen garen.
<b>Aantal per verpakking</b>	1 x 50 st
<b>Gewicht</b>	111 g
<b>Lagen</b>	n.v.t
<b>Maat</b>	45 x 45 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos