

1628247 - Thorax katheter - recht - 53 cm - Ch 20 - 1 st



Beschrijving

De thoracale katheter wordt tijdens de operatie in de pleurale ruimte geplaatst en is aangesloten op een thoracaal drainagesysteem.

De thoracale katheter is voorzien van een schaalverdeling in stappen van 1 cm, beginnend bij de proximale opening, waardoor je de positie ervan veilig kunt controleren.

Belangrijk verschil met de Trocar thoraxkatheter :

- Stomp ingebracht na dissectie
- Meer gecontroleerde plaatsing
- Lager risico op orgaanletsel

Specificaties

Samenstelling	PVC, barium sulphate
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1628247
Lengte	53 cm
Externe diameter	Ch 20
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk