

1561225 - Pocket pulsoximeter - bloedzuurstofsaturatie - hartslag - IP - volwassenen - 1 st



Beschrijving

Pocket vingpulsometer in een compact formaat, dat aan de hand van de display SpO₂, PR, PI,, plethysmogram en een pilsbalk weergeeft.

De pulsoximeter heeft zo'n 24u recordopslag, geschikt voor volwassenen met de meegeleverde sensor en heeft een 2-kleurig OLED-scherm. Bovendien is de pulsoximeter uitgerust met een alarm voor spO₂, en niet-detectie van sensoren en vinger. Geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is en heeft een software voor gegevensoverdracht via een USB-kabel. De pulsoximeter meet spO₂: 70%-100% +/-1% en ook de hartslag: 30-250 bpm +/-1 bpm. Met 2 bijgeleverde batterijen.

Specificaties

Gewicht product	0.16 kg
Bebat tax	0.05 EUR
Aantal batterijen	2
Normeringen	EN60601-1:1990+A1:1993+A2:1995; EN ISO 9919:2009
Type batterij	AAA
sku	1561225
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk