

1576465 - Bloedafnamestoel Saar 3D - elektrisch in hoogte verstelbaar - Fresh bekleding - 1 st



Beschrijving

Deze 3-delige Saar is elektrische in hoogte verstelbaar door middel van een handschakelaar. Het rugdeel en het beendeel bewegen simultaan door bedienen van de handels die aan beide zijden van het zitdeel zijn geplaatst. Het unieke ontwerp zorgt ervoor dat in de trendelenburg positie een totale lengte van 165cm wordt gehaald. De vier zwenkwielen met een diameter van Ø100mm zijn allen berembaar waardoor de stoel zeer stabiel is te plaatsen. Optioneel zijn de voorwielen centraal te remmen. De Saar stoelen worden standaard geleverd met een set in hoogte verstelbare armsteunen, desgewenst zijn er in hoek verstelbare armsteunen beschikbaar. De Saar prikstoelen hebben een modern en uitgesproken design uitgevoerd in verschillende kleuren.

Specificaties

Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Samenstelling	Kunstleer, onderstel: staal
Hefvermogen	150 kg
sku	1576465
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Standaard hoogtebediening	Handschakelaar
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk