

## 1540855 - WiBox Pro - week pill box NL - 1 st



### Beschrijving

**Wiegand** WiBox Pro weekset voor thuis en onderweg, voor het bewaren van medicatie, het bewaren en toedienen van vaste medicatie zoals tabletten voor 1 patiënt in 1 week.

De wekelijkse set bevat 7 dispensers met weekdag en 1 reservedispenser.

De WiBox Pro kan dichtgeklapt worden in een handige lichtgewicht koffer met een hangslot en heeft een inhoud van 120 ml.

De box kan in de vaatwasser op maximum 60°C.

Afmetingen koffer: 190 x 225 x 50 mm, dispenser: 190 x 45 x 20 mm

### Specificaties

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Merk            | Wiegand                                                       |
| Samenstelling   | Koffer, dispenser: polypropyleen, schuifdeksel: polycarbonaat |
| sku             | 1540855                                                       |
| Type verpakking | Stuk                                                          |