

1628204 - Thorax katheter - gebogen rechts - 53 cm - Ch 24 - 1 st



Beschrijving

De thoracale katheter wordt tijdens de operatie in de pleurale ruimte geplaatst en aangesloten op een thoraxdrainagesysteem.

De thoracale katheter is voorzien van een schaalverdeling in stappen van 1 cm, beginnend bij het proximale zijzoog, zodat de plaatsing veilig kan worden gecontroleerd.

Belangrijk verschil met de Trocar thoraxkatheter :

- Stomp ingebracht na dissectie
- Meer gecontroleerde plaatsing
- Lager risico op orgaanletsel

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Samenstelling	PVC, barium sulphate
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
sku	1628204
Externe diameter	Ch 24
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk