

1541293 - HEINE Beta 4 usb oplader - 3,5V - 1 st



Beschrijving

Deze Heine-oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van Heine-apparatuur. Deze mogen uitsluitend worden bediend door gekwalificeerd medisch personeel binnen een professionele zorginstelling. De primaire adapter kan worden vervangen, zodat gebruik wereldwijd mogelijk is.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINX-000.99.303
Compatibel met	Heroplaadbaar handvat Heine Beta 4 USB 3,5V
sku	1541293
Voltage	3,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk