

1622035 - 3M™ Red Dot™ Micropore™ elektroden pre-gelled zilverschloride - 1 x 50 st



Beschrijving

Deze **3M™ Red Dot™** monitoring elektroden gebruiken een vooruitstrevende, erg goed geleidende kleeftechnologie voor een langdurige en stevige hechting, toch kunnen ze makkelijk en op elk moment verwijderd worden. De elektroden zijn speciaal geschikt voor de kritieke zorg, intensive care, cardiologie en gerontologie.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Micropore paper tape
sku	1622035
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Zak