

1627163 - HEDA digitale thermometer - 1 st



Beschrijving

Snel, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. Deze klinisch geteste thermometer meet in slechts 10 seconden, is waterproof voor optimale hygiëne en heeft een flexibele tip voor extra comfort, inclusief handig koortsalarm.

Specificaties

sku	1627163
Geheugen	Ja
Digitaal	Ja
Infrarood	Nee
Koorts alarm	Ja
Contactloos	Nee
Flexibele tip	Ja
Low battery indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatische switch-off functie	Ja
Meetsnelheid	10 sec
Type thermometer	Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer
Type verpakking	Stuk