

1561324 - HEINE dermatoscoop deltaone - zwart - 1 st



Beschrijving

DELTAone ondersteunt medische professionals voor het onderzoeken van hun patiënten en geeft een kristalhelder beeld dat bereikt wordt met behulp van het achromatische Heine optische systeem. De DELTAone is compact en past in elke dokterstas, heeft een prima kleurweergave dankzij de LED HQ. Polarizatie elimineert reflecties en verbinding, een omschakeling van contactonderzoek naar contactloos onderzoek gebeurt steeds vlot met de DELTAone. Digitale documentatie wordt mogelijk gemaakt dankzij de exclusieve Heine DERM-app of het Heine Cube-systeem.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINK-210.28.305
Gezichtsveld	21 mm
sku	1561324
Optionele supplementen tonen	Ja
Categorie dermatoscopen	Dermatoscopen
Gebruikers dermatoscopen	Huisartsen
Soort licht	Gepolariseerd/niet gepolariseerd (via switchknop)
Vergroting	10 x
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk