

1603648 - Lastodur® strong - elastische lange rek zwachtel - huidskleur - 10 cm x 7 m - 1 st



Beschrijving

Lastodur® van **Hartmann** strong duurzame elastische lange rek zwachtel met goede aanpasbare druk voor een soepel en goed houdbaar verband. Het wordt gebruikt als steun-en ontlastingsverband bij letsels aan het houdings-en bewegingsapparaat en als sportverband. Net zoals alle verbanden met lange rek dient het in rusttoestand te worden verwijderd. Het is ademend, huidvriendelijk, slijtvast, wasbaar op 60 °C en steriliseerbaar met stoom (stoom op 134°C). Verbandklemmen zijn inbegrepen.

Specificaties

Merk	Hartmann
Steriel	Nee
sku	1603648
Kleur	Huidskleur
Maat	10 cm x 7 m
Type verpakking	Stuk