

1013009 - Rectale-orale thermometer - blauw - 1 st



Beschrijving

Rectale-orale duurzame thermometer is gemaakt van krasbestendig plastic en meet tot op 0,1° de lichaamstemperatuur. De levensduur van de batterij is zo'n 3 jaar bij een gebruiksfrequentie van 3-4 keer per dag, met zo'n 10.000 metingen en heeft een meetbereik van 23°-42°. Bovendien is de thermometer waterdicht en kan dus zo eenvoudig ontsmet worden, inclusief de sensor, display en batterijunit. De thermometer heeft een automatische aan -en uit functie, wanneer de thermometer wordt opgeborgen in de bijpassende hoes schakelt deze automatisch uit. Dit waarborgt een lange levensduur.

Voorspellende modus

De lichaamstemperatuur wordt berekend binnen 30 seconden (axillair en oraal) .

Directe modus

De temperatuur wordt gemeten (axillair: 5 min // oraal: 10 min)

Specificaties

| | |
|--|---------------------------------------|
| Merk | Terumo |
| SKU leverancier | ET*C405S |
| Digitaal | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Koorts alarm | Ja |
| Contactloos | Nee |
| Flexibele tip | Nee |
| Low battery indicatie | Nee |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1013009 |
| Soortgelijke producten | Ja |
| Meetsnelheid | 30 sec |
| Type thermometer | Orale thermometer Rectale thermometer |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| Type verpakking | Stuk |