

1533411 - Relax hielkussen - bi-tec - L 60 x B 80 cm - 1 st



Beschrijving

Een hielkussen voorkomt doorligplekken (anti-decubitus) op de hiel. Het is uitermate geschikt om de benen in een lichthellende positie te plaatsen. Hierdoor gaan de voeten licht zweven en worden de drukpunten weggenomen. De vulling zorgt voor een comfortabele, gelijke druk op de benen en gaat het naar buiten kantelen van de voet tegen. De spieren kunnen zich ontspannen.

Door de breedte van 80 cm kan je gelijktijdig je beide hielen en benen ondersteunen en ben je verzekerd van voldoende breedte, wat voorkomt dat het kussen van het bed of bank afglijdt. Bovendien is het kussen brandvertragend.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	B 80 cm, L 60 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
sku	1533411
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40 °C
Type verpakking	Stuk