

1572208 - HEINE c3 cardio stethoscoop - zwart - 1 st



Beschrijving

Heine C3 Cardio stethoscoop levert kwalitatieve akoestisch geluid vooral in het harfrequentiebereik gecombineerd met een dubbel borststuk met 2 verschillende frequentiebereiken. Het membraan is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal (45 mm diameter) en zorgt voor een ideale geluidsoverdracht en een aangenaam huidcontact. Inclusief ooropzetstukken en een extra paar.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.944
Digitaal	Nee
sku	1572208
Kleur steel	Zwart
Kleur	Zwart
Type stethoscoop	Gamma C3 Cardio
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk