

1576700 - Aluminium container voor proper linnen - 1 st



Beschrijving

Linnenkast geheel van geanodiseerd aluminium, voor het schikken en optimaliseren van de distributie van schoon linnengoed van de wasserij naar de zorgeneheid.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 63 cm, H 174 cm
Samenstelling	Aluminium
Product diepte	123 cm
sku	1576700
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk