

1601797 - Keiser M3i Total Body Trainer



Beschrijving

De Keiser M3i Total Body Trainer is gericht naar onze atletische klanten die een fiets nodig hebben met een focus op het bovenlichaam. We ontwerpen een fiets die gebouwd is op het duurzame platform van de M3i. De M3i Total Body Trainer is perfect voor zij die op zoek zijn naar een full body workout, waarbij het boven -en onderlichaam tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar kunnen trainen, of zelfs revalidatiebewegingen met 1 ledemaat kunnen uitvoeren. Met de Keiser Integrated Technology kan de coach de prestaties van elke atleet tijdens het fietsen in realtime volgen op een smartphone of op een tablet en de gegevens bewaren om je voortgang bij te houden.

- Frame in V-vorm voor gebruikers van alle type lichaamsvormen -en groottes
- Magnetische weerstand voor een soepele en stille training
- Traploze verandering van weerstand
- Het ontwerp van het achterwiel biedt bescherming tegen zweet en corrosie
- Onderhoudsvrije, zelfspannende Poly-v riemaandrijving voor die onderhoudsvriendelijk is en betrouwbaar
- Display waar de kracht, Kilocalorieën, hartslag, rijtijd, kilometer teller, ritafstand, versnelling allemaal op 1 scherm af te lezen is
- Keiser Integrated Technology met Bluetooth voor het registreren en bijhouden van de voortgang aan de hand van de M-serie apps
- Verstelbaar zadel in 4 richtingen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 137 cm
SKU leverancier	005512BBC
sku	1601797
Kleur	Zwart
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk