

1541080 - Dopplex® ABI Ankle Brachial Index Kit



ABI pressures
confirmed with
waveforms

Beschrijving

De Ankle Brachial Index kit (ABI) kit bevat een DMX Doppler, doppler sondes en manchetten, als onderzoeks- en evaluatiesysteem ter beoordeling van arterieel vaatlijden én voorafgaand aan zwachtelen. Doppler golfvormen kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen en beoordeeld op elk moment. Als alternatief kunnen de meetgegevens worden overgedragen aan de DR5 Lite Software pakket voor het archiveren, bekijken en afdrucken van rapporten.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1541080
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk